

HELP 帮助文件

软件介绍

本软件仅用于解决环境学院仪器预约困难情况，不建议日常使用。

软件使用说明

Instrument reservation

INPUT INFORMATION

登 录 名 称

我的登录名称

密 码

AES加密密码

仪 器 编 码

ZETA

预 约 日 期

7

预 约 时 间


08:00:00

课 题 组 名

某某某课题组

提 交

1. 软件名称：你的用户名
2. 密码：需要AES加密密码，密码获取方式如下：
 - 打开环境学院仪器预约平台网址 <http://210.31.67.135/>
 - 右键，检查（Edge或Chrome浏览器），点击右边的Console（调试）
 - 输入 `hex_en_aes("你的登录密码")`，点击回车 `enter`，即可获取加密密码。复制引号内部的密码并粘贴至软件内
 - 如图所示



3. 仪器编码：本软件内置 LC，LCMSMS，ZETA，可直接输入名称，其他的需要手动输入仪器编码，操作如下：
- 打开所需要预约仪器的网页，复制url中的仪器id，如 `http://210.31.67.135/Equipment/Show?Id=442af9f3-ebba-4d76-81bc-0c89f4bb685e&ParUrl=undefined` 中，仪器编码为**442af9f3-ebba-4d76-81bc-0c89f4bb685e**，将其粘贴至软件内。

详细介绍



气相色谱质谱联用仪

152 使用者	152 总次数	1359 总时长	14 收藏者
------------	------------	-------------	-----------

设备型号：岛津TQ8040NX
当前状态：空闲
负责人：--
联系人：姜晓满 15011252312
放置地点：实验室1层 > 105
ip地址：192.168.100.60
收费标准：0元 / 小时

- 4. 预约日期：填写数字，意思为预约几天后的仪器（提交后会显示具体哪一天，方便核验）
- 5. 预约时间：预约时间为正式开始启动预约仪器模块工作时间。请填入系统要求的时间。
- 6. 课题组名，必填项，提交任务时需要，一般为***课题组（*代表导师姓名）

【温馨提示：第一次成功填写后系统会自动记录本数据，下次打开软件后会自动载入】

提交后显示的界面



1. 此界面为日志记录界面，记录操作日志和申请状态返回结果日志。成功或失败，均可查看的到。
2. 左下角为申请模块正式启动的时间和当前系统时间，当其一致时，将运行申请模块程序。
3. 返回[←]BACK 即终止本预约程序，返回到登录界面。